

Erweiterte Programme für den Bio Wave 21 „GoldenHarmony“

Programm:	7-20-7-20-7 Zapping 33,3 kHz Dr. Clark
Kürzel:	7-20-7-20-7
Wirkungsweise:	Frequenzablauf nach Dr. H. Clark mit Breitbandwirkung (Schrotflinte) auf das gesamte Spektrum von Erregern
Anwendung:	Nach Bedarf
Dauer (je Anwendung)	61:00 Minuten (inkl. Pausen)
Hinweis:	Keine
Programm:	Dauer 1 Std. Zapping 33,3 kHz ohne Pause
Kürzel:	Dauer 1 Std
Wirkungsweise:	Frequenzablauf nach Dr. H. Clark mit Breitbandwirkung (Schrotflinte) auf das gesamte Spektrum von Erregern (Ohne Pausen)
Anwendung:	Bei Bedarf
Dauer (je Anwendung)	60:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	GoldenHarmony
Kürzel:	GH
Wirkungsweise:	Durch die im Gerät integrierten Tesla-Spulen und Rohdiamanten wird der Therapie-Effekt vervielfacht. Reguliert sämtliche Energiekreisläufe und aktiviert alle Ausscheidungsorgane. Regeneriert die Zellen
Anwendung:	Täglich bis wöchentlich
Dauer (je Anwendung)	12:30 Minuten
Hinweis:	Intensität bis 15V möglich, langsam steigern.

Programm:	GoldenStream
Kürzel:	GS
Wirkungsweise:	Stimulation und Ausgleich der Meridiane
Anwendung:	3 Mal pro Woche
Dauer (je Anwendung)	05:50 Minuten
Hinweis:	Intensität max. 2V!
Programm:	Emotionaler Ausgleich
Kürzel:	EM-A
Wirkungsweise:	Löst emotionale Blockaden und stellt ein harmonisches Gleichgewicht wieder her
Anwendung:	Täglich
Dauer (je Anwendung):	30:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Stress-Regeneration
Kürzel:	STR
Wirkungsweise:	Kurze Entspannungszeiten als wirksames Mittel zur täglichen Stress-Reduktion
Anwendung:	Kann vorbeugend 2 Mal wöchentlich oder bei Bedarf angewendet werden
Dauer (je Anwendung):	12:00 Minuten
Hinweise:	Während der Anwendung keine Arbeiten verrichten!
Programm:	Ruhe-Programm
Kürzel:	RUH
Wirkungsweise:	Frequenzen zur Verbesserung der Schlafqualität
Anwendung:	Im Regelfall 2 bis 3 Mal die Woche oder je nach Bedarf
Dauer (je Anwendung):	12:00 Minuten
Hinweis:	Dieses Programm sollte 30 Minuten vor dem Einschlafen angewendet werden

Programm:	Positive Ausstrahlung
Kürzel:	P-AUS
Wirkungsweise:	Fördert die positive Ausstrahlung (Charisma) und das Wohlbefinden. Wirkt entspannend auf Körper und Geist
Anwendung:	1 Mal wöchentlich oder bei Bedarf
Dauer je Anwendung:	12:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Sport-Programm
Kürzel:	SPT
Wirkungsweise:	Förderung der körpereigenen Leistungsfähigkeit. Wiederherstellung von gestörten Gelenksfunktionen. Kräftigung der Muskulatur
Anwendung:	Täglich oder nach Bedarf
Dauer je Anwendung:	12:00
Hinweis:	Keine
Programm:	Rücken/Muskulatur
Kürzel:	RÜ-MU
Wirkungsweise:	Wirkt entkrampfend auf die gesamte Muskulatur, dadurch verringern sich vor allem im Rückenbereich die Muskelschmerzen
Anwendung:	1 Mal täglich oder nach Bedarf
Dauer je Anwendung:	12:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Hormon-Programm
Kürzel:	HOR
Wirkungsweise:	Wirkt unterstützend und ausgleichend auf den Hormon-Haushalt
Anwendung:	Nach Bedarf
Dauer je Anwendung:	12:00
Hinweis:	Keine

Programm:	Grippe
Kürzel:	GRP
Wirkungsweise:	Frequenzen bei Grippe und grippalen Infekten
Anwendung:	Bei Bedarf auch mehrmals am Tag
Dauer (je Anwendung):	06:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Schnupfen
Kürzel:	SNP
Wirkungsweise:	Frequenzen bei Schnupfen
Anwendung:	Bei Bedarf auch mehrmals am Tag
Dauer (je Anwendung):	08:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Lyme-Borreliose
Kürzel:	LY-BO
Wirkungsweise:	Zur Unterstützung von Lyme-Borreliose Beschwerden oder Schmerzen
Anwendung:	1 Mal pro Woche oder täglich
Dauer (je Anwendung):	22:00 Minuten
Hinweis:	Zusammen mit anderen therapeutischen Maßnahmen verwenden
Programm:	Beck 3,92 Hz
Kürzel:	BK 3.92Hz
Wirkungsweise:	Frequenz nach Dr. Beck speziell bei Blutparasiten
Anwendung:	Nach Bedarf
Dauer (je Anwendung):	60:00 Minuten
Hinweis:	Intensität so hoch einstellen bis es angenehm kribbelt.

Programm:	Schmerz
Kürzel:	SZ
Wirkungsweise:	Schmerzfrequenzen nach Dr. R. Rife
Anwendung:	Bei Bedarf auch mehrmals am Tag
Dauer:	13:00 Minuten
Hinweis:	Intensität so hoch einstellen bis es angenehm kribbelt.
Programm:	TENS 1
Kürzel:	TENS 1
Wirkungsweise:	Schmerzlindernde Frequenzen bei starken akuten Schmerzen 100Hz-250µS
Anwendung:	Örtlich mit Klebeelektroden nach Bedarf, bis 15V
Dauer:	30:00 Minuten oder weniger
Hinweis:	Intensität so hoch einstellen bis es angenehm kribbelt.
Programm:	TENS 2
Kürzel:	TENS 2
Wirkungsweise:	Schmerzlindernde Frequenzen bei mittleren akuten und chronischen Schmerzen 20Hz-500µS
Anwendung:	Örtlich mit Klebeelektroden nach Bedarf, bis 15V
Dauer:	30:00 Minuten oder weniger
Hinweis:	Intensität so hoch einstellen bis es angenehm kribbelt.
Programm:	TENS 3
Kürzel:	TENS 3
Wirkungsweise:	Schmerzlindernde Frequenzen bei leichten akuten und chronischen Schmerzen 2Hz-1µS
Anwendung:	Örtlich mit Klebeelektroden nach Bedarf, bis 15V
Dauer:	30:00 Minuten oder weniger
Hinweis:	Intensität so hoch einstellen bis es angenehm kribbelt.

Programm:	Plate
Kürzel:	Plate
Wirkungsweise:	Das sogenannte „Plate-Zapping“ überträgt Informationen bzw. Frequenzen mit Hilfe einer externen Platte. (separat erhältlich)
Anwendung:	Bei Bedarf
Dauer (je Anwendung):	30:00 Minuten
Hinweis:	Keine
Programm:	Zappicator
Kürzel:	Zappicator
Wirkungsweise:	Energetisierung von Lebensmitteln und anderen Produkten. (separat erhältlich)
Anwendung:	Bei Bedarf
Dauer (je Anwendung):	20:00
Hinweis:	Auf 10V einstellen, bei Anzeige: „kein Kontakt“ die Enter-Taste drücken.

Die Anwendung der hier aufgeführten Anwendungen ersetzt keine Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker.

Edited: 2013, November 15 – Rev.003

Einige der hier getroffenen Aussagen und die aufgeführten Produkte beruhen auf medizinischen Erkenntnissen, die von der sogenannten Schulmedizin nicht anerkannt sind. Die getroffenen Aussagen zu Indikationen und Wirksamkeit sowie Anwendungen sind daher wissenschaftlich nicht allgemein anerkannt. Die Anwendung der hier auf - geführten Produkte ersetzt keine Behandlung durch einen Arzt oder Heilpraktiker. Dieser Flyer wird vom Information4Life Ltd. Verlag, Reaver House, 12 East Street, Suite 101, Epsom, Surrey, KT17 1HX, UK , Company No. 06684234, in Umlauf gebracht. Diese Firma ist ausschließlich für die Inhalte der in Umlauf gebrachten Print- und Druckmedien sowie der von ihr betriebenen Webseiten verantwortlich. Weiterreichungen von Materialien wie Flyer, Broschüren und Kataloge spiegeln nicht die Meinung des Weiterreichenden wieder. Alle Abmahnungen sind ausschließlich an o.g. Adresse zu senden. Gerichtsstand ist Portsmouth, UK . Es gilt aktuelles EU-Recht. Informationen nur für Fachkreise!